

| ÜRÜN TİPİ | Kullanım Alanı        | Dezenfektan Türü  | Hedef           | Standart                | Materyal  | Sıcaklık | Süre*   | Koşullar  | Azalma (log) |
|-----------|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|---|----------|---|---|--------------|
| 1         | Umumi ve Kişisel Alan | Hijyenik El Yıkama Dezenfektanı                               | Bakteri         | TS EN 1276:2010         | <i>S.aureus</i> ATCC 6538;<br><i>P.aeruginosa</i> ATCC 15442;<br><i>E.coli</i> ATCC 10536; <i>E.hirae</i> ATCC 10541  | 20°C     | 60 saniye   | Ürünün uygulanacağı şartlar dikkate alınarak temiz veya kirli koşul | ≥ 5          |
|           |                       | Hijyenik El Ovalama Dezenfektanı (Yıkama-Durulama Yapılmayan) |                 |                         |   |          |   |   |              |
|           |                       | Hijyenik El Yıkama Dezenfektanı                               | Fungus***       | TS EN 1650:2008+A1:2013 | <i>C.albicans</i> ATCC 10231;<br><i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404   | 20°C     | 15 dakika zorunludur. İlave olarak 1 ve 5 dakikalık testler yapılabilir.      | ≥ 4   |              |
|           |                       | Hijyenik El Ovalama Dezenfektanı (Yıkama-Durulama Yapılmayan) |                 |                         |   |          |   |   |              |
|           |                       | Hijyenik El Yıkama Dezenfektanı                               | Virus***        | TS EN 14476:2013        | Poliovirus Type 1, LSc-2ab**;<br>Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5; Murine norovirus, strain S99 Berlin | 20°C     | 30-120 saniye arasında  | Kirli Koşul   | ≥ 4          |
|           |                       | Hijyenik El Ovalama Dezenfektanı (Yıkama-Durulama Yapılmayan) |                 |                         |   |          |   | Temiz Koşul   |              |
|           |                       | El Dezenfektanı   | Mikobakteri**** | TS EN 14348             | <i>M.avium</i> ATCC 15769, <i>M.terrae</i> ATCC 15755   | 20°C     | 60 dakika zorunludur. İlave olarak 5, 15 ve 30 dakikalık testler yapılabilir. | Ürünün uygulanacağı şartlar dikkate alınarak temiz veya kirli koşul | ≥ 4          |
|           | Tüberkülosidal****    | <i>M.terrae</i> ATCC 15755                                    |                 |                         |   |          |   |   |              |

\* : Bakterisidal, fungusidal ve virüsidal gibi etkinlik alanlarından bir kaçında etkin olması beklenen ürünlerde etkinlik için gerekli minimum süre her alanda etkinlik gösterilen maximum süre olarak kabul edilecektir.

\*\* : Poliovirus LSc-2ab için yalnızca Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) oral polio aşısının üretimi için uygun bulunan virus materyali kullanılabilir. LSc-2ab adındaki diğer laboratuvar suşları kullanılmayacaktır.

\*\*\* : Yalnızca iddia edildiği ve dezenfektan olarak ruhsat alınması halinde test edilir.

\*\*\*\* : Yalnızca iddia edildiği hallerde test edilir.